



Analysen Molekulare Diagnostik

PANELS (MULTIPLEX-PCR)	MATERIAL	TP	METHODE
Respiratorische Panels			
<ul style="list-style-type: none"> • Respi-Panel Bakterien: Chlamidophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumophila, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza 	NPA, NPS, B/T, RA, BAL	360	RESPB
<ul style="list-style-type: none"> • Respi-Panel Viren: Influenza A, Influenza A (H1N1) pdm09, Influenza B, Parainfluenzaviren (1, 2, 3, 4), RSV-A, RSV-B, Adenoviren, Enteroviren, Humanes Metapneumovirus, Bocaviren (1, 2, 3, 4), Rhinoviren (A, B, C), Coronaviren (229E, NL63, OC43) 	NPA, NPS, B/T, RA, BAL	360	RESPV
Gastrointestinale Panels			
<ul style="list-style-type: none"> • Gastro-Panel Bakterien Shigellen/EIEC, STEC/EHEC, EPEC, ETEC, EAEC, E. coli O157, Campylobacter spp., Yersinia enterocolitica, Vibrio spp., Clostridium difficile Toxin B, Clostridium difficile hypervirulent, Aeromonas spp., Salmonella spp. 	ST	180	GI-BAK
<ul style="list-style-type: none"> • Gastro-Panel Viren Noroviren (GI und GII), Rotavirus A, Adenovirus F, Astroviren, Sapoviren 	ST	180	GI-VIR
<ul style="list-style-type: none"> • Gastro-Panel Parasiten Giardia lamblia, Entamoeba histolytica, Cryptosporidium spp., Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Cyclospora cayetanensis 	ST	180	GI-PAR
Bemerkung: CHF 360.00 für alle 3 Gastro-Panels			

Abstriche:		
AA	Analabstrich	E-Swab
KA	Konjunktiva Abstrich	E-Swab
LA	Läsion Abstrich	E-Swab
NPA	Nasopharynx Abstrich	E-Swab
RA	Rachen Abstrich	E-Swab
UA	Urethralabstrich	E-Swab
VA	Vaginalabstrich	E-Swab
ZA	Zervixabstrich	E-Swab, ThinPrep (HPV)
WA	Wangen Abstrich	Catch-All (Epicentre)
B	Biopsie	Nativ in NaCl
BAL	Broncheo-alveoläre Lavage	
BI	Bläscheninhalt	E-Swab
BS	Bakterien-Suspension	ab Kultur, in TE pH 8.0 oder NaCl
B/T	Bronchial- / Trachealsekret	
EJ	Ejakulat	Nativ
EB	EDTA-Blut	
FW	Fruchtwasser	
GP	Gelenkspunktat	Nativ
HB	Haut-Biopsie	Nativ in NaCl
KM	Knochenmark	
L	Liquor	Nativ
NPS	Nasopharyngealsekret	E-Swab
PL	Plasma	
RK	Reinkultur	
SE	Serum	
SP	Sputum	
ST	Stuhl	F-Swab (Cary Blair), Nativ (H.pylori)
SY	Synovium	Nativ in NaCl
UR	Urin	U-Swab, Nativ

Transportmedien	
E-swab	Alle Abstriche
U-swab	Urin
F-swab (Cary Blair)	Stuhl
ThinPrep	Zervixabstriche (Zytologie und PCR)

Versand: Entnahmesets und Probenröhrchen bei Medica kostenlos erhältlich (044-269-9925)
Lagerung: 1-2 Tage bei 4°C (Kühlschrank)
Transport: Raumtemperatur (ungekühlt) mit Kurier oder A-Post.